



cryoAir Kältetherapiekammer

Kältekammern von mecoTec zur Ganzkörperkältetherapie

Die Anwendung der Ganzkörperkältetherapie gilt als eine der wirkungsvollsten physikalischen Therapiemöglichkeiten bei rheumatischen Erkrankungen. In vielen Studien wurden die positiven Auswirkungen in Bezug auf den Entzündungsprozess, die Schmerzempfindung und Beweglichkeit der Patienten nachgewiesen.

Indikationen:

- rheumatische Erkrankungen
- Kollagenosen
- Neurodermitis
- Sportverletzungen

Ihr Vorteil: niedrige Betriebskosten durch innovative Technologie

Im Gegensatz zu Kältekammern mit flüssigem Stickstoff ist unsere Kältetherapiekammer mit einem Kälteaggregat ausgestattet, welches Kaltluft von -60°C bis -120°C erzeugt.

Ihr Vorteil: Durch unsere innovative Technologie können Sie Ihre Betriebskosten sehr niedrig halten. Der wirtschaftliche Betrieb macht die Kältekammern auch für Kur- und Therapiezentren sehr interessant, da die Ganzkörper-Kältetherapie vielfältig einsetzbar ist.

Die Kältetherapiekammer werden in verschiedenen Varianten gefertigt. Die Palette reicht dabei von Einkammer- bis hin zum Dreikammersystem mit Temperaturbereichen von -60°C bis -120°C . Die Kammern werden in punkto Größe, Form und Ausstattung jeweils projektspezifisch an den Bedarf und den gegebenen Örtlichkeiten angepasst.

Von der Industriekälteanlage bis zur medizinischen Kältetherapiekammer

Für unsere Kunden aus dem Medizin- und Industriebereich entwickeln, fertigen und installieren wir leistungsstarke Kälteanlagen bis hin zur hoch-effizienten Kältetherapiekammer – inklusive Wartung und weltweitem Service.

mecoTec bietet Systeme und Produktlösungen für verschiedenste Leistungs- und Temperaturbereiche: Ob Blut-, Plasmalagerung, Kaltlufttherapie, Tieftemperaturräume oder Schockfrosteranlagen – für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung.

Mit unseren Kälteaggregaten sind Temperaturen bis -125°C für Anwendungen im Bereich Tiefstkälte realisierbar.

Sie haben besondere Anforderungen? Sprechen Sie mit uns. Kundenindividuelle Anpassungen und Sonderentwicklungen sind eine unserer Stärken.

mecoTec GmbH
Mannheimer Str. 14
75179 Pforzheim

Telefon: +49 (0)7231.28132-0
Telefax: +49 (0)7231.28132-28
E-Mail: vertrieb@mecotec.net