

Modelle

MECOTECs **cryoair** Kaltluft-Therapiegeräte stehen Ihnen in folgender Auswahl zur Verfügung:

	cryoair mini	cryoair mini premium	cryoair mini turbo	cryoair C200	cryoair C600
Luftleistung	350-1500 l/min.	350-1200 l/min.	350-1500 l/min.	350-1500 l/min.	350-1500 l/min.
Temperaturbereich	bis -32 °C	bis -32 °C	bis -40 °C	bis -40 °C	bis -60 °C
Netzspannung	~230 V	~230 V (~115 V)	~230 V	~230 V	~230 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz/ 60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme Therapie (ø)	650 W	500 W	850 W	900 W	1400 W

Vertrauen Sie dem Original

MECOTEC ist ein Pionier in der Entwicklung elektrischer Kältetherapiegeräte und kann auf einen Erfahrungsschatz aus der 25-jährigen Firmengeschichte zurückgreifen. Wenn Sie sich für Produkte von MECOTEC entscheiden, entscheiden Sie sich für eine TÜV-zertifizierte Technologie, die Maßstäbe setzt - und zwar zu 100 % aus Deutschland.



MECOTEC ist ein Ort für Spezialisten und Teamplayer zugleich. Von der Forschung und Entwicklung über Herstellung und Vertrieb bis zum Kundendienst arbeiten wir eng zusammen für unser gemeinsames Ziel: die besten Ideen zu entwickeln und Ihnen die besten Produkte anzubieten.



Mit unseren beiden Standorten für Entwicklung, Produktion und Logistik in Deutschland und unseren Niederlassungen in Italien, Frankreich, den USA, dem Nahen Osten und Südostasien bedienen wir die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit.



cryoair
Kaltluft-Therapiegeräte

MECOTEC
FREEZING TECHNOLOGY
Sonnenallee 7-11
06766 Bitterfeld-Wolfen
sales@mecotec.net
www.mecotec.net





Die Vorzüge unserer Kaltluftanwendungen

Unsere Produktpalette bietet für jeden Bedarf das passende Modell. Die Geräte unterscheiden sich vor allem in ihrer Kälteleistung und Luftmenge. Die auf Temperaturen zwischen -32 °C und -60 °C gekühlte Raumluft wird über einen Schlauch mit einem regulierbaren Luftstrom auf die gewünschte Körperstelle des Patienten gerichtet. Im Gegensatz zu anderen Kälteanwendungen profitieren Sie bei den **cryoair** Kaltluft-Therapiegeräten gleich mehrfach:

Hoher Kühlgradient ohne Erfrierungsrisiko

Konstante Kühlung über längere Zeit

Dosierbarkeit des Luftstroms

Körperstelle bleibt erreichbar und beweglich

Keine Verbrauchsmedien

Gezielt kühlen. Gezielt behandeln.

Ob im Sport, Wellness oder in der medizinischen Behandlung – Kältetherapie gilt als moderne Methode in Studios und Praxen: Die genau dosierbare und lokale Anwendung von tiefkalter Luft von -32 °C bis -60 °C auf der Hautoberfläche entzieht dem Körper punktuell Wärme. Dies verschafft nachweislich Schmerzlinderung und hilft, Entzündungen zu verringern.



optionales Zubehör (v.l.n.r.)

Glasplatte

Behandlungsschlauch Therapie 170 cm, Aufsatzdüsen, Halter, Winkeldüse

2-Wege-Gelenkarm optimale Schlauchplatzierung mit Clip-On-System

Behandlungsschlauch Laser 200 cm, versch. Schlauchausführungen

Behandlung auf den Punkt

Die gezielte Kaltluftanwendung hilft bei der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen und unterstützt die postoperative Therapie. Zu einem möglichen Behandlungsziel gehören Analgesie, Entzündungshemmung, Verbesserung des Bewegungsausmaßes, Linderung von Rückenschmerzen und Hauterkrankungen wie Neurodermitis.

Ein neues Körpergefühl

Der lokale Wärmeentzug lindert bei Sportlern Schmerzen durch stumpfe Verletzungen, Prellungen oder Entzündungen. Die Kaltluft-Therapie kann die Beweglichkeit der Gelenke verbessern und unterstützt die Verminderung von Schwellungen.

Kühle Schönheit

Auch im Beauty-Bereich wird kalte Luft gern und erfolgreich eingesetzt. Die punktuelle Anwendung von Kälte kann das Gewebe straffen und die Produktion von Kollagen stimulieren – Strukturproteine, verantwortlich für ein frischeres Hautbild mit geminderten Falten.

Gründe für cryoair Kaltluft-Therapie

Ohne Stickstoff

Die **cryoair** Kaltluftgeräte ermöglichen eine Anwendung ohne den Einsatz flüssigen Stickstoffs. Das macht MECOTECs Innovation sicherer, schonender und effektiver.

Wirtschaftlich

Unsere Technologie ist in jahrelanger Forschungsarbeit optimiert worden und glänzt durch besonders niedrige Betriebskosten sowie höchste Zuverlässigkeit.

Kompetent

MECOTEC bietet Beratung, Entwicklung und Service aus einer Hand.

Auswahl

Eine große Auswahl an Ausführungen und Zubehör garantiert eine exakte Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Ausgereift

Neue, hocheffiziente Technologie, platzsparend und einfach bedienbar.

